

# Prueba Rápida Covid-19

## Especificaciones Técnicas

- Para pacientes con sospecha de infección actual por COVID-19.
- Respuestas rápidas para los pacientes, resultados de la prueba en 15-20 minutos.
- Fiable, alto rendimiento.
- Sensibilidad 93.3%
- Especificidad 99.4%

### Rendimiento.

- Sensibilidad 93.3% (98.2% para muestras con valores de Ct<33)
- Especificidad 99.4%
- Población del estudio clínico: 241 personas incluidas 60 pruebas de PCR positiva y 181 con prueba PCR negativa.

### Especificaciones:

- Tiempo de la prueba: 15-20 minutos.
- Almacenamiento: 2°C-30°C
- Marce CE
- Tipo de muestra: Muestra nasofaríngea con hispo.