

# Termómetro Infrarrojo

## Especificaciones Técnicas

Este dispositivo ofrece una respuesta rápida y de alta precisión para leer la temperatura corporal por escaneo de la frente sin contacto. El uso de este producto no tiene la intención de diagnosticar o tratar ningún problema o enfermedad y no debe usarse para sustituir la consulta o asesoría de un médico.

### Características:

- Precisión: error en la medición +/-0.3 grados centígrados.
- Rapidez: tiempo de medición de 1 segundo.
- Medición con un clic.
- Sin contacto con la piel humana.
- Pantalla grande.
- Alarma de temperatura baja y alta.
- Peso 96.6 gramos.
- Apagado automático en 20 segundos.

A large, semi-transparent watermark of the AK-ZA PHARMA logo is centered on the page. It consists of the text 'AK-ZA' in a large, bold, sans-serif font, with the stylized cross symbol between the 'K' and 'Z'. Below this, the word 'PHARMA' is written in a smaller, bold, sans-serif font. A thin horizontal line is positioned above the 'PHARMA' text.

**AK-ZA**  
**PHARMA**